


LABORATORIO
CLÍNICO Y REFERENCIA
M. LANDRÓN

PASOS A SEGUIR PARA ENVIAR MUESTRAS POR MEDIO DE E-REF


1. ENTRAR EN EL MODULO DEL MENU PRINCIPAL EN REFERENCIA DE MUESTRA.



- Administrador de Sistema
 - Supervisor de Facturación
 - Supervisor de Laboratorio
 - Recepción de Rutas
 - Rotulación de Muestras
 - Facturación
 - Pagaduría
 - Cobranzas
 - Separación / Distribución
 - Referencia de Muestra**
 - Asistencia al Cliente
 - Mesa de Trabajo Manual
 - Mesa de Trabajo Automatizadas
 - Información Gerencial
 - Información
- ? 🔑 ↻



2. DARLE CLICK EN REFERENCIA ELECTRONICA Y DESPUES EN REFERENCIA ELECTRONICA EXTERNA (SAIL REF).



3. ESCOGEN EL LABORATORIO DE REFERENCIA QUE LE VAN A REFERIR MUESTRAS Y LE DAN AL ICONO DE SELECCIONAR.

Mesa de Referencia de Muestra

Archivo Editar Muestras Clientes Ref. Electrónica Reportes Información Ventana Ayuda

Seleccionar Laboratorio de Referencia...

Número Nombre

000002	LANDRON I e-REF
000001	QUEST DIAGNOSTICS
000004	QUEST DIAGNOSTICS e-Ref
000005	TEST eRef

REF.C001 - W028 ER 1/09/13 11:57 AM
1/9/2013

4. AQUÍ VAN A ESCRIBIR TODOS LOS NUMEROS DE MUESTRAS DE TODAS LAS QUE VAYAN A ENVIAR, DESPUES DE ESCRIBIR TODOS LOS NUMEROS DE MUESTRA LE DAN CLICK EN EL BOTON AMARILLO DE TRANSFERIR MANIFIESTO.

Mesa de Referencia de Muestra

Archivo Editar Muestras Clientes Ref. Electrónica Reportes Información Ventana Ayuda

Referencia Electrónica Externa (SAIL)

⚙️ 🖨️ 🗑️ 🗑️ 🗑️ 📅 🚫 🚪


Muestra	Cnt	Id	Procedimientos	Ordenes
---------	-----	----	----------------	---------

Creado: 1/09/2013 12:02 PM Laboratorio de Referencia: 000002 - LANDRON I e-REF
Creado por: RIO-NEGRON, ELIEZER Referido por: LABORATORIO CLINICO LANDRON
Número de Muestra:

REF: C001 - W028 ER 1/09/13 11:57AM

12:02 PM 1/9/2013

5. LE DAN CLICK A LA IMPRESORA PARA IMPRIMIR EL MANIFIESTO Ó REQUISICION.



The screenshot shows a 'Report Preview' window with a menu bar (File, View, Zoom) and a toolbar containing a print icon, a red 'X' icon, a magnifying glass, and zoom controls. A green arrow points from the text above to the print icon. The report content includes:


MANIFEST 000002445 **LABORATORIO CLINICO M. LANDRON, INC.**
CLIA - 40D0667819

Referred to: 00002 - LANDRON I e-REF Page: 1
Customer No: 1 Date: 1/09/2013
Created by: RIOS-NEGRON, ELIEZER Time: 12:22PM

Pos	Cust	Sample #	Patient Name	CntID	Sex	Birth Date	Collection (Qty)	Order Code / Test Name
01	001113461		TEST-TEST, PRUEBA		ROJO M		1/09/2013 12:06PM	
			RefDoctor:			Order Ref:		Pat ID:
						(01) 5153		PSA TOTAL

A barcode is located below the 'RefDoctor:' field. The window footer shows 'Page 1 of 1' and 'Zoom: Page Width'. The Windows taskbar at the bottom includes icons for Internet Explorer, File Explorer, Windows Media Center, Firefox, and other applications, with the system clock showing 12:22 PM on 1/9/2013.

6. LE DAN EXIT EN LAS DOS PANTALLAS Y ENTRAN EN REFERENCIA ELECTRONICA Y ESCOGEN EMBARQUES PENDIENTES.



7. LE DAN CLICK AL ARCHIVO DE LANDRON Y LE DAN AL BOTON DE LA IMPRESORA PARA IMPRIMIR LA COPIA DEL MANIFIESTO ó REQUISICION PARA ENTREGARSELA AL MENSAJERO DEL LABORATORIO DE REFERENCIA LANDRON, LUEGO LE DAN AL BOTON DE LA CAJITA LLAMADO TRANSFERIR MANIFIESTO Y LE DAN AL BOTON DE EXIT.

Mesa de Referencia de Muestra

Archivo Editar Muestras Clientes Ref. Electrónica Reportes Información Ventana Ayuda


Transferencias Pendientes

Número	Sts	Laboratorio	Cliente	Fecha / Hora	R	S
000002445	A	00002 LANDRON I e-REF	1	1/09/2013 2:22PM		

1) Pendientes

REF:C001 - W028 ER 1/09/13 12:28 PM 1/9/2013

8. LE DAN CLICK EN REFERENCIA ELECTRONICA Y ESCOGEN ENVIO ELECTRONICO (SAIL REF).



9. ESCOGEN EL LABORATORIO LANDRON E-REF Y LE DAN AL BOTON SELECCIONAR.

Mesa de Referencia de Muestra

Archivo Editar Muestras Clientes Ref. Electrónica Reportes Información Ventana Ayuda

Seleccionar Laboratorio a Transmitir...

Seleccione Laboratorio

Número	Nombre
000002	LANDRON I e-REF
000001	QUEST DIAGNOSTICS
000004	QUEST DIAGNOSTICS e-Ref
000005	TEST eRef

Número	Fecha Ordenado	R	T
00000352	4/01/2011 10:25 AM	F	F
00000353	4/01/2011 11:05 AM	F	F
00000472	4/21/2011 10:21 AM	F	F
00000743	6/15/2011 11:06 PM	F	F
000001250	11/14/2011 8:12 AM	F	F
000001251	11/14/2011 8:49 AM	F	F
000001252	11/14/2011 8:54 AM	F	F

REF:C001 - W028 ER 1/09/13 12:43PM

12:43 PM 1/9/2013

10. LE DAN AL PRIMER BOTON DE COMENZAR COMUNICACIÓN, DESPUES LE DAN AL SIGUIENTE BOTON DE ENVIAR ORDENES Y VAN A VER QUE LA BARRA DE PROGRESS DOWNLOAD SE EMPIEZA A LLENAR, DESPUES LE DAN AL BOTON DE RECIBO MUESTRAS PARA RECIBIR LOS LABELS DE LANDRON.

Mesa de Referencia de Muestra

Archivo Editar Muestras Clientes Ref. Electrónica Reportes Información Ventana Ayuda

Monitor Conexión TCP SAIL a SAILREF

Comenzar comunicación

Introducción:

Esta aplicación es provista para conectarse a su laboratorio de referencia. Cualquier necesidad de apoyo y/o ayuda deberá ser tramitada con su contacto de su laboratorio de referencia.

¿Desea imprimir los resultados recibidos?

Secuencia	Data Ordenes

Secuencia	Data Catálogo

Progress Download 000000

Opciones Cliente

Información conexión.....

Servidor: 192.168.1.11

Puerto: 1000

Cliente: 000001

Contraseña: ***

Estado: 0

Client Running

REF:C001 - W028 ER 1/09/13 12:43PM

12:45 PM 1/9/2013

11. YA CUMPLIDOS TODOS ESTOS PASOS SUS PACIENTES HAN LLEGADO A LAS FACILIDADES DEL LABORATORIO CLINICO Y REFERENCIA M. LANDRON.

